



Grewin

TIANJIN GREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD.

Web:www.grewin-tech.com WhatsApp:+86-13072088960

Email:salesmanager@grewin-tech.com

Transformador para equipamentos médicos



Tianjin Grewin Technology Co.Ltd

Web:www.grewin-tech.com .

Add:DongLi Distr Tianjin City, China

Phone: +86-22-84943756

WhatsApp:+86-13072088960

Email:salesmanager@grewin-tech.com



TIANJIN GREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD.

Web:www.grewin-tech.com WhatsApp:+86-13072088960

Email:salesmanager@grewin-tech.com

Poder	Fusível térmico	Fusível atual	Dimensão (A*Bmm)	Marca de Aprovação
25W	135°C 250V2A	250V T 2A	80*35	UL CE TUV CQC
30W	135°C 250V2A	250V T 2A	83*35	UL CE TUV CQC
40W	135°C 250V2A	250V T 2A	87*35	UL CE TUV CQC
50W	135°C 250V2A	250V T 2A	93*34	UL CE TUV CQC
60W	135°C 250V2A	250V T 2A	93*35	UL CE TUV CQC
80W	135°C 250V2A	250V T 2A	102*35	UL CE TUV CQC
105W	135°C 250V2A	250V T 2A	114*38	UL CE TUV CQC
120W	135°C 250V2A	250V T 2A	113*41	UL CE TUV CQC
140W	135°C 250V2A	250V T 2A	114*42	UL CE TUV CQC
150W	135°C 250V2A	250V T 2A	117*43	UL CE TUV CQC
160W	135°C 250V5A	250V T 5A	120*43	UL CE TUV CQC
180W	135°C 250V5A	250V T 5A	125*42	UL CE TUV CQC
200W	135°C 250V5A	250V T 5A	124*49	UL CE TUV CQC
220W	135°C 250V5A	250V T 5A	127*50	UL CE TUV CQC
240W	135°C 250V5A	250V T 5A	129*48	UL CE TUV CQC
250W	135°C 250V5A	250V T 5A	130*52	UL CE TUV CQC
260W	135°C 250V5A	250V T 5A	130*53	UL CE TUV CQC
280W	135°C 250V5A	250V T 5A	138*45	UL CE TUV CQC
300W	135°C 250V5A	250V T 5A	138*54	UL CE TUV CQC
320W	135°C 250V5A	250V T 5A	138*54	UL CE TUV CQC
340W	135°C 250V5A	250V T 5A	138*54	UL CE TUV CQC
360W	135°C 250V5A	250V T 5A	142*55	UL CE TUV CQC
380W	135°C 250V5A	250V T 5A	146*54	UL CE TUV CQC
400W	135°C 250V5A	250V T 5A	148*56	UL CE TUV CQC
420W	135°C 250V5A	250V T 5A	148*56	UL CE TUV CQC
440W	135°C 250V5A	250V T 5A	148*60	UL CE TUV CQC
460W	135°C 250V5A	250V T 5A	149*64	UL CE TUV CQC
480W	135°C 250V5A	250V T 5A	153*59	UL CE TUV CQC
500W	135°C 250V5A	250V T 5A	155*62	UL CE TUV CQC



Grewin

TIANJIN GREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD.

Web:www.grewin-tech.com WhatsApp:+86-13072088960

Email:salesmanager@grewin-tech.com

Descrição do Produto:

Transformador toroidal médico:

Equipamentos médicos: Além do transformador toroidal tem uma função de transformador comum, sua resistência anti-elétrica e resistência à umidade capacidade muito maior do que os padrões nacionais e padrões da indústria.

Além disso orientada para os requisitos da norma EN 60601.Temperatura de segurança Limitador de segurança recomendado Valor especificado.

Em muitos casos, com enrolamento com blindagem estática para descarregar interferências capacitivamente acopladas, ou para monitorar o isolamento.Especialmente baixa corrente de fuga, que claramente subjuga as normas exigidas ($\ll 5$ mA).

Isolamento reforçado ou aprimorado. No mínimo, equipado com isolamento básico de distância de fuga e distância de centelhamento ao ar. Corrente de irrupção reduzida.

Característicos:

Eles devem prestar atenção para a depuração do ar, corrente de fuga, tensão de teste etc. Usamos a máquina avançada para garantir que os enrolamentos tenham um desempenho muito bom. Deve evitar os cabos quebrados durante a produção. Todos os chicotes de fios, caixas etc. do produto devem ser tratados muito com cuidado.

Aplicação:

Os transformadores de isolamento de grau médico são instalados em dispositivos médicos usados em hospitais, instalações de pesquisa médica e empresas biomédicas em todo o mundo. Nossos transformadores toroidais médicos são rigorosamente monitorados sob as normas de segurança, diretrizes e leis vigentes.

AVISO PRÉVIO:

Os produtos da série de transformadores toroidais podem ser feitos pelo cliente de acordo com o pedido do cliente.

Se necessário, entre em contato conosco.